



הנחיות לשימוש ב"נוזל שימור זרע"

מטרת נוזל השימור להגן על תאי הזרע שבזירמה, מרגע יציאתם מהגוף ועד להגעתם למעבדתנו לצורך הטיפול.

את הנוזל יש לשמור במקרר מרגע הבאתו לבית, ועד ללילה שלפני ההגעה לטיפול. בלילה שלפני הטיפול, יש להוציא מהמקרר ולהניחו בטמפרטורת חדר נעימה עד לבוקר.

לאחר נתינת הזרע לכוסית או לקונדום, יש לשפוך את נוזל השימור, כשהוא בטמפ' חדר נעימה לתוך הכוסית/ הקונדום, ולאחר מכן לסגור את הכוסית (או לסגור את הקונדום ולהניחו בתוך הכוסית). ולהביאו למעבדה. חשוב מאוד: אין לשפוך את הנוזל בעודו קר לזירמה, כי הדבר עלול לפגוע באיכות הזרע.

לשאלות ובירורים נוספים ניתן לפנות למעבדה בטלפון:

03-6020670, 5320770, 5320789.

